

DANSK

1. STØRRELEJUSTERING
For at lave en ændring af størrelsen på Horizon skal du skrælle den indvendige ende af sidepanelet op på hver side. Juster for at opnå en korrekt pasform og vedhæft enden.

STØRRELSESGUIDE		
Størrelse	Omkreds	
1	24–34 tommet	61–86 cm
2	32–40 tommet	81–102 cm
3	38–46 tommet	97–117 cm
4	44–50 tommet	112–127 cm

2. PREPARATION

A. Anbring træklignene 2 tommet (5 cm) fra plasten bagover på Evergreen-bøjlen. Træk enderne af Evergreen-bøjlen væk fra hinanden, og sørg for, at den er helt udstrakt.
B. Bekræft, at sidelinjerne strækker sig fra bagende til forreste panel.
C. For patienter der ikke er så høje, skal sidelinepanel muligvis trimmes ned til et panel. Når den er trimmet, skal du sætte den synlige plaste ind i armet.
D. For patienter der er så høje, kan det øverste forlængelsespanel tages af ved at fjerne det forreste plastikpanel fra armet. Skub aluminiumstangen for at låse den op. Når det er fjernet, skal du sætte det forreste plastikpanel tilbage i armet.
E. Når du har fjernet armbøjlen, skal du sætte de to øverste forlængelsespanel, kan aluminiumsbøjlen bøjles for at rumme patientens anomi.
F. Juster og fastgør venstre sidepanel til det stive forreste panel for at rumme patientens anomi.

3. ANVENDELSE

A. Påfør den fuldt udstrakte bøjle, og sørg for, at bagpanelet er centreret og lavt bagpå. Hvis bøjlen tæt omkring navet, den højre side skal overlæppe den venstre.
B. Når den bøjles korrekt, skal både den øverste og den nedre kant af bøjlen side tæt. Påvis der er et mellemrum, skal du sætte bøjlen på igen og vindke enderne for at sikre en god tæt pasform i både oven og nedre kant.
BEMÆRK: For nogle patienter skal enderne være støjlt vinklede.

4. STRAMNING

A. Skub tommelfingrene gennem hullerne i træklignene. Træk væk fra din krop.
B. Den venstre træklign styrer den nedre kompression, og den højre træklign styrer den øvre kompression. Juster kompression efter behov.
C. Når den er strammet, skal du fastgøre træklignene til krogen og løkken fra bøjlen.

5. JUSTERING

A. Juster den øvre og/eller nedre kompression ved at løse eller stramme træklignene efter behov.
B. Når patienten er siddende, kan det være en fordel at løse den øverste del del.

6. ÆNDRINGSMULIGHEDER

Dette produkt kan ændres af en person med ekspertise. Du kan finde flere oplysninger på www.aspenmp.com/education/product-modifications.

ANVENDELSESFORMÅL

For at give bevægelsesrestriktion og stabilitet af thorax-lumbal-sakral rygsgøjlen.

INDIKATIONER
Postoperativ støtte, dekompression trunk muskulatur, post laminektomi syndrom, kirurgisk dekompression, ikke-kirurgisk dekompression stenose, ligamentsforstyrrelser / muskeltension, spondylose (siddet / degenerativ ledsygdom), faciet syndrom.
SI-dysfunktion, sacroillitis, radikulopati, injektioner, radiografekvensablation, lumbal multilid muskeltetor.
KONTRAINDIKATIONER
Overfølsomhed eller allergi over for de materialer, bøjlen er fremstillet af. Hævelse i lymfevævet forårsaget af kredsløbssygdomme. Patienter, der ikke har tilfældet til at bære en bøjle i henhold til medicinske instruktioner.

FORHOLDREGLER

DISSE INSTRUKTIONER SKAL LÆSES FØR BRUG. Korrekt træning i brug af denne enhed skal finde sted, inden den anvendes. Disse SI-anvisninger er kun retningslinjer og skal ikke bruges som medicinske anbefalinger. Hvis du lider af en alvorlig medicinsk tilstand, end du bruger dette anlæg. En korrekt montering er krævet for at dette produkt skal være effektivt. Under nogle omstændigheder kan dette produkt ordineres af en læge. Se den begrænsede garanti for yderligere information.

PLEJESTRUKTIONER

Håndvask altid med 30 ° C Vask med en mild rengøringsmiddel; Lufferting; Brug ikke blegemiddel eller andre kemikalier.
MATERIALER
Nylon, Polyester, HDPE, PVC, Polyurethan, UHMWPE, Aluminium.
DER ER INTET NATURGUMMLATEX I ENHEDEN.
BORTSKAFFELSE
Produktet skal bortskaffes sikkert i overensstemmelse med lokale love.
REPORTERING
Meld ekz ernstigt incident med betyktning til det brugt blev kan til instrument an så zowel de Bevegede Autocenter in uw staat als de fabrikant (op dit document vermeld).
BEGRENSET GARANTI
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, giver garanti over for brugeren, der opfindeligt kaber dette produkt, så det er fit for mangler i materialer og udførelse. Den eneste forpligtelse Aspen Medical Products, LLC har tilfældet er misligholdelse i garantien er reparation eller udførelse af det eller de defekte produkter eller dele.
Aspen Medical Products, LLC er ikke forpligtet i henhold til denne begrænsede garanti i tilfælde af:
(a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributørskanaler;
(b) Produktet er blevet ændret;
(c) Alle dele, der er sat i produktet og ikke er leveret af Aspen Medical Products, LLC, eller
(d) Produktet anvendes ikke i overensstemmelse med Aspen Medical Products, LLC brugsvejledning.
DET FORGÆRDELSE ER DEN ENESTE DE EKSKLUSIVE BETINGELSER FOR DEL A SERVICE, ELLER ANDRE ER BEGÆRT ET PRODUKT.
FORBUDSBEVING
ASPEEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ER IKKE ANBEJLEDT TIL BRUG I UDBEREDNING AF PRODUKTER, SPECIELT TILFØJELSE ELLER FORSKERES KANDE. DENNE GARANTI ER FORBUDSBEVING MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUDERT GARANTIER FOR SALGSBÆRER ELLER TILHEDT TIL ET SÆKVELT FORMÅL ELLER BLEN, OG ALLE FORPLIGTELSER ELLER ANSVAR ER ENKELT AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC. DENNE GARANTI ER IKKE EN LEGSEKUR ANVENDELSE AF PRODUKTENE, DER ER FORBUDT OG UDELÆGTELSE AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og eventuelle andre retteligheder, der ikke kan variere fra liste til sidst.

En liste over autoriserede distributører ridt område er tilgængelig efter anmodning.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΜΕΦΕΘΟΥΣ
Για να αλλάξετε το μέγεθος του Horizon, τραβήξτε απαρά-γά την εσωτερική άκρη του πλαϊνού φύλλου στην κάθε πλευρά. Προσαρμόστε έτσι ώστε να πετύχετε σωστή εφαρμογή και επανοστήσιμότητα.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΜΕΦΕΘΟΥΣ		
Μέγεθος	Περίφείρεια	
1	24 – 34 ιντ	61 – 86 εκ.
2	32 – 40 ιντ	81 – 102 εκ.
3	38 – 46 ιντ	97 – 117 εκ.
4	44 – 50 ιντ	112 – 127 εκ.

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Α. Τοποθετήστε τα δαχτυλίδια 5 εκ. (2 ίντσες) από το πλαστικό στο πίσω μέρος του νάρθηκες. Τραβήξτε τις άκρες του νάρθηκες προς την αντίθετη κατεύθυνση και κρατήστε τις άκρες έτσι ώστε να είναι ευθείες.
Β. Σγουρήστε τον στή να τα πλευρικά φύλλα προεκτείνονται από τα πίσω μέχρι τα μπροστινά φύλλα.
C. Για μικρόσωμους ασθενείς, τα πλευρικά φύλλα ίσως χρειαστεί να διαμορφωθούν σε ένα μόνο φύλλο. Αφού τα διαμορφώσετε ως ανατράφε, ούρετε την εκτεθειμένη πλευρά έτσι ώστε να είναι ευθεία.
D. Για μικρόσωμους ασθενείς, το πίσω εκτενόμενο φύλλο μπορεί να βγει φαρμακός το πλαστικό μπροστινό φύλλο από την θήκη. Σφύρετε την αλουμινένια ράβδο για να ξεκαθαρίσετε. Μόλις αφαιρεθεί, εισάγετε ξανά το πλαστικό μπροστινό φύλλο πίσω στην θήκη.

Ε. Έξ ασθενείς για τους οποίους χρειάζεται το πίσω εκτενόμενο φύλλο, η αλουμινένια ράβδος μπορεί να λυγίσει ώστε να ταυριάζει στην ανατομία του ασθενούς.
F. Ευθυγραμμίστε και συνδέστε το αριστερό πλευρικό φύλλο με το άκσιμο μπροστινό φύλλο από το ταυριάζει με τη ανατομία του ασθενούς.
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Α. Εφαρμόστε τον εκτενόμενο νάρθηκε και βεβαιωθείτε ότι το πίσω φύλλο είναι κεντραρισμένο και χωρημόλι από την πλάτη. Εφαρμόστε τον νάρθηκε οριζόντιά γύρω από την κοιλιά, με τις δύο πλευρές να επαπώνονται στην κοιλία.
B. Όταν εφαρμόσετε ουσία, η πίσω όψη και η κάτω άκρη του νάρθηκε θα πρέπει να έχουν στενή εφαρμογή. Εάν υπάρχει κάποιο κενό, τοποθετήστε ένα του νάρθηκε και λυγίστε τις άκρες για να επιτύχετε τη σωστή εφαρμογή και στην επάνω και στην κάτω άκρη.
ΠΡΟΣΦΗΤΗΣ: Για οριζόμενους ασθενείς, θα χρειαστεί να κάμψετε τις άκρες σημαντικά..

4. ΠΑΡΕΤΟ
Α. Παρέτε τους αντίχειρές σας μέσα από τις τρύπες των δαχτυλιδιών. Τραβήξτε μακριά από το σώμα σας.
B. Το οριζόντιο δαχτυλίδι ελέγχει την κάτω ομπίση και το δεξιό δαχτυλίδι ελέγχει την πάνω ομπίση. Ρυθμίστε την ομπίση όσο χρειάζεται.
C. Μετά το σφίξιμο, ασφαλίστε τα δαχτυλίδια στο άκσιμο και τον βρόχο στο μπροστινό μέρος του νάρθηκε.

5. ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ
Α. Προσαρμόστε την πίσω και/ή την κάτω ομπίση χαλαρώνοντας ή σφίγγοντας τα δαχτυλίδια όσο χρειάζεται.
B. Όταν ο ασθενής είναι καθισμένος, μπορεί να είναι σκόπιμο να χαλαρώσει τα ελασρά το πίσω τρίμηνο.

6. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το προϊόν αυτό μπορεί να τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από κάποιο άτομο με εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε www.aspenmp.com/education/product-modifications.

7. ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ
Α. Προσαρμόστε την πίσω και/ή την κάτω ομπίση χαλαρώνοντας ή σφίγγοντας τα δαχτυλίδια όσο χρειάζεται.
B. Όταν ο ασθενής είναι καθισμένος, μπορεί να είναι σκόπιμο να χαλαρώσει τα ελασρά το πίσω τρίμηνο.

8. ΜΟΔΙΦΙΣΗΡΓΣΑΛΤΕΡΝΑΤΙΒ
Dette produkt kan modifiseres af en person med ekspertise. For mer informasjon, besøk www.aspenmp.com/education/product-modifications.

ΤΙΛΚΕΝΤ ΒΡΥΚ
For å gi bevegelsesrestriksjon og stabilitet i korsryggen.

INDIKASJONER
Postoperativ støtte, avbetning stabillemmuskulatur, post laminektomi syndrom, kirurgiske dekompressjonssyndromer, ikke-kirurgiske dekompressjonssyndromer, degenerativ skiveskygning, bulende eller kirkviske, ikke-spesifikk lumbago, kronisk lumbago, frakturhandrygning, spondylose, spondylolistese, stenosis spinalis, båndforstuing/muskelforstuing, spondylose (osteoartritt/degenerativ ledsygdom), faciet syndrom, SI-dysfunksjon, sacroillitt, radikulopati, injeksjoner, radiografekvensablasjon, multilid muskeltetor.
KONTRAINDIKASJONER
Hypersensitivitet eller allergier mot noen av materialene som statten lages av. Hævelse av lymfevæet forårsaket av kredsløpsplags. Pasienter som ikke har lov til å bruke en støtte i henhold til medisinske instruksjoner.

FORHOLDREGLER
LES INSTRUKTIONER SKAL LÆSES FØR BRUG. Korrekt træning i brug af denne enhed skal finde sted, inden den anvendes. Disse SI-anvisninger er kun retningslinjer og skal ikke bruges som medicinske anbefalinger. Hvis du lider af en alvorlig medicinsk tilstand, end du bruger dette anlæg. En korrekt montering er krævet for at dette produkt skal være effektivt. Under nogle omstændigheder kan dette produkt ordineres af en læge. Se den begrænsede garanti for yderligere information.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο παρονομαζόμενος κίνησης και η σταθεροποίηση των τμημάτων οσφυϊκής μοίρας-ισχίου όσπου της σπονδυλικής στήλης.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μετεγχειρητική υποστήριξη, Μικρή σπονδυλική κορυφή, Ξύλονομο μετα-Πεταλεκτομής, Χειρουργική διαδοκασία αποσυμπίησης, Μη χειρουργική διαδοκασία αποσυμπίησης, Εμφυλιατική διαδοκασία, Διακομμωμένος διάοχος ή Κήλη οσφυϊκού, Αοαρική άλογος μήτρας, Χρόνιο άλογος μήτρας, Διαχείριση κατάπτωσης, Σπονδυλολυση, Σπονδυλοδύσηση, βρογχεκτασία ουλίων, διάτρηση οσφυϊκού ή Μοκλιό θήκη, Σπονδυλολυση (Οστέοαρθρική/Εμφυλιακή οσφυϊκή), Ξύλονομο άνωπονοσφυϊκού αρθρώσεως, Δοκλυοσπινθη ήεραγονίου αρθρώσεως, ήεραγονίου, Ριζοπόθεσις, Ένυεσις, Κατάλυση με χρήση ραδιοσυνοχίτην, Απορσία οσφυϊκού πολυαυξιδίου κ.λπ.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Υπερευαίσθηση ή αλλεργίες εκ κάποιο από τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένος ο νάρθηκες, Οδημία του λυμφατικού συστήματος προκαλούμενο από κυκλοφορικής διαταραχές, Αδυνεκία που δεν τους επιτρέπει να φορούν νάρθηκε σύμφωνα με ιατρικές οδηγίες.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο παρονομαζόμενος κίνησης και η σταθεροποίηση των τμημάτων οσφυϊκής μοίρας-ισχίου όσπου της σπονδυλικής στήλης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μετεγχειρητική υποστήριξη, Μικρή σπονδυλική κορυφή, Ξύλονομο μετα-Πεταλεκτομής, Χειρουργική διαδοκασία αποσυμπίησης, Μη χειρουργική διαδοκασία αποσυμπίησης, Εμφυλιατική διαδοκασία, Διακομμωμένος διάοχος ή Κήλη οσφυϊκού, Αοαρική άλογος μήτρας, Χρόνιο άλογος μήτρας, Διαχείριση κατάπτωσης, Σπονδυλολυση, Σπονδυλοδύσηση, βρογχεκτασία ουλίων, διάτρηση οσφυϊκού ή Μοκλιό θήκη, Σπονδυλολυση (Οστέοαρθρική/Εμφυλιακή οσφυϊκή), Ξύλονομο άνωπονοσφυϊκού αρθρώσεως, Δοκλυοσπινθη ήεραγονίου αρθρώσεως, ήεραγονίου, Ριζοπόθεσις, Ένυεσις, Κατάλυση με χρήση ραδιοσυνοχίτην, Απορσία οσφυϊκού πολυαυξιδίου κ.λπ.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Υπερευαίσθηση ή αλλεργίες εκ κάποιο από τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένος ο νάρθηκες, Οδημία του λυμφατικού συστήματος προκαλούμενο από κυκλοφορικής διαταραχές, Αδυνεκία που δεν τους επιτρέπει να φορούν νάρθηκε σύμφωνα με ιατρικές οδηγίες.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο παρονομαζόμενος κίνησης και η σταθεροποίηση των τμημάτων οσφυϊκής μοίρας-ισχίου όσπου της σπονδυλικής στήλης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μετεγχειρητική υποστήριξη, Μικρή σπονδυλική κορυφή, Ξύλονομο μετα-Πεταλεκτομής, Χειρουργική διαδοκασία αποσυμπίησης, Μη χειρουργική διαδοκασία αποσυμπίησης, Εμφυλιατική διαδοκασία, Διακομμωμένος διάοχος ή Κήλη οσφυϊκού, Αοαρική άλογος μήτρας, Χρόνιο άλογος μήτρας, Διαχείριση κατάπτωσης, Σπονδυλολυση, Σπονδυλοδύσηση, βρογχεκτασία ουλίων, διάτρηση οσφυϊκού ή Μοκλιό θήκη, Σπονδυλολυση (Οστέοαρθρική/Εμφυλιακή οσφυϊκή), Ξύλονομο άνωπονοσφυϊκού αρθρώσεως, Δοκλυοσπινθη ήεραγονίου αρθρώσεως, ήεραγονίου, Ριζοπόθεσις, Ένυεσις, Κατάλυση με χρήση ραδιοσυνοχίτην, Απορσία οσφυϊκού πολυαυξιδίου κ.λπ.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Υπερευαίσθηση ή αλλεργίες εκ κάποιο από τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένος ο νάρθηκες, Οδημία του λυμφατικού συστήματος προκαλούμενο από κυκλοφορικής διαταραχές, Αδυνεκία που δεν τους επιτρέπει να φορούν νάρθηκε σύμφωνα με ιατρικές οδηγίες.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο παρονομαζόμενος κίνησης και η σταθεροποίηση των τμημάτων οσφυϊκής μοίρας-ισχίου όσπου της σπονδυλικής στήλης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μετεγχειρητική υποστήριξη, Μικρή σπονδυλική κορυφή, Ξύλονομο μετα-Πεταλεκτομής, Χειρουργική διαδοκασία αποσυμπίησης, Μη χειρουργική διαδοκασία αποσυμπίησης, Εμφυλιατική διαδοκασία, Διακομμωμένος διάοχος ή Κήλη οσφυϊκού, Αοαρική άλογος μήτρας, Χρόνιο άλογος μήτρας, Διαχείριση κατάπτωσης, Σπονδυλολυση, Σπονδυλοδύσηση, βρογχεκτασία ουλίων, διάτρηση οσφυϊκού ή Μοκλιό θήκη, Σπονδυλολυση (Οστέοαρθρική/Εμφυλιακή οσφυϊκή), Ξύλονομο άνωπονοσφυϊκού αρθρώσεως, Δοκλυοσπινθη ήεραγονίου αρθρώσεως, ήεραγονίου, Ριζοπόθεσις, Ένυεσις, Κατάλυση με χρήση ραδιοσυνοχίτην, Απορσία οσφυϊκού πολυαυξιδίου κ.λπ.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Υπερευαίσθηση ή αλλεργίες εκ κάποιο από τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένος ο νάρθηκες, Οδημία του λυμφατικού συστήματος προκαλούμενο από κυκλοφορικής διαταραχές, Αδυνεκία που δεν τους επιτρέπει να φορούν νάρθηκε σύμφωνα με ιατρικές οδηγίες.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο παρονομαζόμενος κίνησης και η σταθεροποίηση των τμημάτων οσφυϊκής μοίρας-ισχίου όσπου της σπονδυλικής στήλης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μετεγχειρητική υποστήριξη, Μικρή σπονδυλική κορυφή, Ξύλονομο μετα-Πεταλεκτομής, Χειρουργική διαδοκασία αποσυμπίησης, Μη χειρουργική διαδοκασία αποσυμπίησης, Εμφυλιατική διαδοκασία, Διακομμωμένος διάοχος ή Κήλη οσφυϊκού, Αοαρική άλογος μήτρας, Χρόνιο άλογος μήτρας, Διαχείριση κατάπτωσης, Σπονδυλολυση, Σπονδυλοδύσηση, βρογχεκτασία ουλίων, διάτρηση οσφυϊκού ή Μοκλιό θήκη, Σπονδυλολυση (Οστέοαρθρική/Εμφυλιακή οσφυϊκή), Ξύλονομο άνωπονοσφυϊκού αρθρώσεως, Δοκλυοσπινθη ήεραγονίου αρθρώσεως, ήεραγονίου, Ριζοπόθεσις, Ένυεσις, Κατάλυση με χρήση ραδιοσυνοχίτην, Απορσία οσφυϊκού πολυαυξιδίου κ.λπ.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Υπερευαίσθηση ή αλλεργίες εκ κάποιο από τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένος ο νάρθηκες, Οδημία του λυμφατικού συστήματος προκαλούμενο από κυκλοφορικής διαταραχές, Αδυνεκία που δεν τους επιτρέπει να φορούν νάρθηκε σύμφωνα με ιατρικές οδηγίες.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο παρονομαζόμενος κίνησης και η σταθεροποίηση των τμημάτων οσφυϊκής μοίρας-ισχίου όσπου της σπονδυλικής στήλης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μετεγχειρητική υποστήριξη, Μικρή σπονδυλική κορυφή, Ξύλονομο μετα-Πεταλεκτομής, Χειρουργική διαδοκασία αποσυμπίησης, Μη χειρουργική διαδοκασία αποσυμπίησης, Εμφυλιατική διαδοκασία, Διακομμωμένος διάοχος ή Κήλη οσφυϊκού, Αοαρική άλογος μήτρας, Χρόνιο άλογος μήτρας, Διαχείριση κατάπτωσης, Σπονδυλολυση, Σπονδυλοδύσηση, βρογχεκτασία ουλίων, διάτρηση οσφυϊκού ή Μοκλιό θήκη, Σπονδυλολυση (Οστέοαρθρική/Εμφυλιακή οσφυϊκή), Ξύλονομο άνωπονοσφυϊκού αρθρώσεως, Δοκλυοσπινθη ήεραγονίου αρθρώσεως, ήεραγονίου, Ριζοπόθεσις, Ένυεσις, Κατάλυση με χρήση ραδιοσυνοχίτην, Απορσία οσφυϊκού πολυαυξιδίου κ.λπ.

Η παρούσα εγκύπηση σας προσφέρει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχει άλλα δικαιώματα που διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία.

Κατάλογος εξουσιοδοτημένων προμηθευτών στην περιοχή σας είναι διαθέσιμος κατόπι αιτήματος.

NORSK

1. STØRRELEJUSTERING
For å justere størrelsen på Horizon trekkes den innvendige enden av sidepanelet på hver side. Juster til riktig pasform, og fest på nytt.

TILPASSINGSVEILEDNING		
Størrelse	Omkrets	
1	24–34 Tommer	61–86 cm
2	32–40 Tommer	81–102 cm
3	38–46 Tommer	97–117 cm
4	44–50 Tommer	112–127 cm

2. FORBEREDELSE

A. Plasser dotteret 2 tommet (5 cm) fra plasten på baksiden av statten. Trekk endene av statten bort fra hverandre, og sørg for at statten er helt strukket ut.
B. Bekræft at sidelinjene strækker sig fra bagende til forrester panel.
C. For mindre pasienter kan laterale plater måtte beskjæres ned til et plate. Når det er beskåret, ha eksportplastene inn i hylsen.
D. For kortere pasienter, kan det øvre forlængelsespanelet tas av ved å fjerne den anteriore plastplata fra hylsen. N Skyv aluminiumsstøtten for å låse opp. Når det er fjernet, sett inn igjen anteriort plastpanel i hylsen.
E. Når du har fjernet armbøjlen, skal du sætte de to øverste forlængelsespanel, kan aluminiumsstøtten bøyes for å gjøre det lettere for pasienten/paneli.
F. Juster og fest venstre sidepanel til rigidt anteriort panel for å gjøre pasientanotmi lettere.

3. PÅRØING

A. Påfør den fullt forelengte statten og sørg for at bakparten er sentert og lav på ryggen. Påfør statten tett rundt buken, med høyre side overlappende på venstre side.
B. Når det påføres ordentlig, skal både de øvre og nedre kantene av statten være fittilpasset. Når det er noen mellomrum, påfør statten igjen og vindke enderne for å sikre en fittilpassing på både den øvre og nedre kanten.
MERK: For visse pasienter må endene ha en bratt vinkel.

4. INNSTAMMING

A. For tomleene dine gjennom hullene i træklignene. Trekk bort fra kroppen din.
B. Den venstre træklign styrer den nedre kompresjon, og høyre træklign styrer den øvre kompresjon. Juster kompresjonen etter behov.
C. Når den er strammet, skal du fastgøre træklignene til bórrelsen fra statten.

5. JUSTERING

A. Juster den øvre og/eller lavere kompresjon ved å løse eller stramme træklignene etter behov.
B. Når pasienten sitter, kan det være gunstig å løse den øvre delen noe.

6. MODIFISERINGSALTERNATIVER

Dette produkt kan modifiseres af en person med ekspertise. For mer informasjon, besøk www.aspenmp.com/education/product-modifications.

TILKENT BRUK

For å gi bevegelsesrestriksjon og stabilitet i korsryggen.

INDIKASJONER
Postoperativ støtte, avbetning stabillemmuskulatur, post laminektomi syndrom, kirurgiske dekompressjonssyndromer, ikke-kirurgiske dekompressjonssyndromer, degenerativ skiveskygning, bulende eller kirkviske, ikke-spesifikk lumbago, kronisk lumbago, frakturhandrygning, spondylose, spondylolistese, stenosis spinalis, båndforstuing/muskelforstuing, spondylose (osteoartritt/degenerativ ledsygdom), faciet syndrom, SI-dysfunksjon, sacroillitt, radikulopati, injeksjoner, radiografekvensablasjon, multilid muskeltetor.

KONTRAINDIKASJONER

Hypersensitivitet eller allergier mot noen av materialene som statten lages av. Hævelse av lymfevæet forårsaket av kredsløpsplags. Pasienter som ikke har lov til å bruke en støtte i henhold til medisinske instruksjoner.

FORHOLDREGLER

LES INSTRUKSJONER FØR BRUG. Passende opplæring i bruken av denne enheten bør finne sted for dens t og bruk. Disse retningslinjene er kun veiledning og tilhys ikke som medicinske anbefalinger. Hvis du lider av en alvorlig medicinsk tilstand, anbefaler vi sterk at du konsulterer lisensert helsepersonell før du bruker dette produktet. Riktig pasform kreves for at dette produktet skal være effektivt. Under visse omstændigheder kan dette produktet foreskrives av en lege. Se begrenset garanti for mer informasjon.

PLEJESTRUKSJONER

Håndvask altid med 30 ° C Vask med mildt rengjøringsmiddel; Luffertek; Ikke bruk blekemiddel eller andre kemikalier.

MATERIALER

Nylon, polyester, HDPE, PVC, polyuretan, UHMWPE, aluminium.

IKKE LAGET MED NATURLIG GUMMLATEKS.

AVHENDING

Produktet kan trygt avhendes i samsvar med lokale lover.

REPORTERING

Rapporter alvorlige hendelser som involverer bruk av denne enheten til både kompetent myndighet i ditt stat og til produsenten (opført i dette dokument).

BEGRENET GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garanterer til brukeren som opprimelig kjøper dette produktet at det er fritt for mangler i materialer og udførelse. Den eneste forpliktelsen til Aspen Medical Products, LLC tilfelle brudd på garantien skal være å erstatte eller skifte ut det defekte produktet eller delene.

Aspen Medical Products, LLC skal ikke ha noen forpliktelse under denne begrænsede garantien dersom:
(a) Produktet ikke ble kjøpt fra Aspen Medical Products, LLC eller gjennom det autoriserede distributørskanalen;
(b) Produktet er blevet ændret;
(c) Alle dele, der er sat i produktet og ikke er leveret af Aspen Medical Products, LLC, eller
(d) Produktet anvendes ikke i overensstemmelse med Aspen Medical Products, LLC brugsvejledning.

DET FORGÆRDELSE ER DEN ENESTE DE EKSKLUSIVE BETINGELSER FOR DEL A SERVICE, ELLER ANDRE ER BEGÆRT ET PRODUKT.

FORBUDSBEVING
ASPEEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ER IKKE ANBEJLEDT TIL BRUG I UDBEREDNING AF PRODUKTER, SPECIELT TILFØJELSE ELLER FORSKERES KANDE. DENNE GARANTI ER FORBUDSBEVING MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUDERT GARANTIER FOR SALGSBÆRER ELLER TILHEDT TIL ET SÆKVELT FORMÅL ELLER BLEN, OG ALLE FORPLIGTELSER ELLER ANSVAR ER ENKELT AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC. DENNE GARANTI ER IKKE EN LEGSEKUR ANVENDELSE AF PRODUKTENE, DER ER FORBUDT OG UDELÆGTELSE AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og eventuelle andre retteligheder, der ikke kan variere fra liste til sidst.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Υπερευαίσθηση ή αλλεργίες εκ κάποιο από τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένος ο νάρθηκες, Οδημία του λυμφατικού συστήματος προκαλούμενο από κυκλοφορικής διαταραχές, Αδυνεκία που δεν τους επιτρέπει να φορούν νάρθηκε σύμφωνα με ιατρικές οδηγίες.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο παρονομαζόμενος κίνησης και η σταθεροποίηση των τμημάτων οσφυϊκής μοίρας-ισχίου όσπου της σπονδυλικής στήλης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μετεγχειρητική υποστήριξη, Μικρή σπονδυλική κορυφή, Ξύλονομο μετα-Πεταλεκτομής, Χειρουργική διαδοκασία αποσυμπίησης, Μη χειρουργική διαδοκασία αποσυμπίησης, Εμφυλιατική διαδοκασία, Διακομμωμένος διάοχος ή Κήλη οσφυϊκού, Αοαρική άλογος μήτρας, Χρόνιο άλογος μήτρας, Διαχείριση κατάπτωσης, Σπονδυλολυση, Σπονδυλοδύσηση, βρογχεκτασία ουλίων, διάτρηση οσφυϊκού ή Μοκλιό θήκη, Σπονδυλολυση (Οστέοαρθρική/Εμφυλιακή οσφυϊκή), Ξύλονομο άνωπονοσφυϊκού αρθρώσεως, Δοκλυοσπινθη ήεραγονίου αρθρώσεως, ήεραγονίου, Ριζοπόθεσις, Ένυεσις, Κατάλυση με χρήση ραδιοσυνοχίτην, Απορσία οσφυϊκού πολυαυξ