



EXTENSION / FLEXION STOP FRAME & KEY

RAHMEN UND SCHLÜSSEL FÜR STRECKUNGS- / BEUGUNGSANSCHLAG

MARCO Y LLAVE DE TOPE DE EXTENSIÓN/FLEXIÓN

TELAIO E CHIAVE PER L'ARRESTO DELL'ESTENSIONE E DELLA FLESSIONE

CADRE ET CLÉ D'ARRÊT D'EXTENSION / FLEXION

UITBREIDING / FLEXIE STOPFRAME EN SLEUTEL

PRODLOUŽENÍ / ZARÁŽKA FLEXE A KLÍČ

UDVIDELSE / FLEKSION STOP RAMME OG NØGLE

ΠΛΑΙΣΙΟ & ΚΛΕΙΔΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ / ΚΑΜΨΗΣ

FORLENGELSES/FLEKSJONSSTOPP RAMME OG NØKKEL

RAMA ZATRZYMUJĄCA PROSTOWANIE / ZGINANIE WRAZ Z KLUCZEM


LAAJENNUS/LEVITYKSENESTOKEHYS & AVAIN

FÖRLÄNGNING / FLEXANDE STOPP RAM OCH NYCKEL


РАМА И КЛЮЧ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ/ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗГИБА

EXTENSÃO/FLEXÃO STOP FRAME & CHAVE


扩展/弯曲阻止榫和按钮



ASPEN. OA KNEE+



ASPEN. OA KNEE WRAP



ASPEN. CI KNEE

MD MEDICAL DEVICE

1 SINGLE PATIENT- MULTIPLE USE

CAUTION




CE **EC** **REP** **EMERGO EUROPE**
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Aspen Medical Products, LLC
6481 Oak Canyon, Irvine, CA 92618-5202 USA
aspenmp.com • +1-800-295-2776 • +1-949-681-0200


©2023 Aspen Medical Products, LLC. All Rights Reserved.

LB0050D revised 06/2021




THICK CENTER PAD
DICKES MITTLERES POLSTER
ALMOHADILLA CENTRAL GRUESA
IMBOTTITURA CENTRALE SPESSA
COUSSINET CENTRAL ÉPAIS
DIKKE MIDDELSTE PAD
SILNÁ STŘEDOVÁ PODLOŽKA
TYK MIDTERPUDE
ПАХУ КЕНТРИКО МАΞΙΛΑΡΑΚΙ
TYKK SENTERPLATE
GRUBA PODKŁADKA ŚRODKOWA
PAKSU KESKIPEHMUSTE
TJOCK MITTDYNA
ТОЛСТАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАКЛАДКА
ALMOFADA CENTRAL ESPESA
厚中心垫


THIN CENTER PAD
DÜNNES MITTLERES POLSTER
ALMOHADILLA CENTRAL FINA
IMBOTTITURA CENTRALE SOTTILE
COUSSINET CENTRAL FIN
DUNNE MIDDELSTE PAD
TENKÁ STŘEDOVÁ PODLOŽKA
TYND MIDTERPUDE
ΛΕΠΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ
TYNN SENTERPLATE
CIENKA PODKŁADKA ŚRODKOWA
OHUT KESKIPEHMUSTE
TUNN MITTDYNA
ТОНКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАКЛАДКА
ALMOFADA CENTRAL FINA
薄中心垫




ALLEN WRENCH, 2MM
INBUSSCHLÜSSEL, 2MM
LLAVE ALLEN, 2 MM
CHIAVE A BRUGOLA, 2 MM
CLÉ ALLEN, 2MM
INBUSSLEUTEL, 2MM
IMBUSOVÝ KLÍČ, 2 MM
UNBRAKONØGLE, 2MM
ΚΛΕΙΔΙ ALLEN, 2XΛ
UNBRAKONØKKEΛ, 2 MM
KLUCZ IMBUSOWY, 2 MM
KUUSIOKOLORAVAIN, 2MM
INSEKXNYCKEL, 2MM
КЛЮЧ ALLEN, 2 MM
ALLEN WRENCH, 2MM
内六角扳手, 2毫米



ALLEN SCREW, 3MM
INBUSSCHRAUBE, 3MM
TORNILLO ALLEN, 3 MM
CHIAVE A BRUGOLA, 3 MM
VIS ALLEN, 3MM
INBUSSLEUTEL, 3MM
IMBUSOVÝ ŠROUB, 3 MM
UNBRAKOSKRUE, 3MM
ΒΙΔΙΑ ALLEN, 3XΛ
UNBRAKOSKRUE, 3 MM
SRUBA IMBUSOWA, 3 MM
KUUSIOKOLORUUVI, 3MM
INSEKXNYCKEL, 3MM
ВИИТ ALLEN, 3MM
PARAFUSO ALLEN, 3MM
内六角螺丝, 3毫米



PLASTIC ANGLE ADJUSTMENT SET
KUNSTSTOFFWINKEL-EINSTELLSATZ
JUEGO DE AJUSTE DE ÁNGULO DE PLÁSTICO
SET DI REGOLAZIONE DELL'ANGOLO IN PLASTICA
JEU DE RÉGLAGE D'ANGLE EN PLASTIQUE
KUNSTSTOF HOEKINSTELSET
PLASTOVÁ SADA PRO NASTAVENÍ ÚHLU
JUSTERINGSSET FOR PLASTVINKEL
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΠΥΘΜΙΣΗΣ ΓΩΝΙΑΣ
VINKELJUSTERINGSSET I PLAST
ZESTAW PLASTIKOWYCH CZĘŚCI DO USTAWIANIA NOGI POD KAŁEM
MUOVINEN KULMANSÄÄTÖSARJA
PLASTVINKELJUSTERINGSATS
ПЛАСТИКОВЫЙ НАБОР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА
CONJUNTO DE AJUSTE DE ÁNGULO DE PLÁSTICO
塑料角度调整套件



VARUS / VALGUS ADJUSTABLE KEY
EINSTELLBARER VARUS-VALGUS-SCHLÜSSEL
LLAVE DE AJUSTE DE VARO Y VALGO
CHIAVE REGOLABILE VARO/VALGO
CLÉ RÉGLABLE VARUS / VALGUS
VARISERENDE/ VALGISERENDE VERSTELBARE SLEUTEL
NASTAVITELNÝ KLÍČ VARUS / VALGUS
VARUS / VALGUS JUSTERBAR NØGLE
ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ VARUS / VALGUS
VARUS/VALGUS JUSTERBAR NØKKEΛ
KLUCZ NASTAWNY ZMIENIAJĄCY USTAWIENIE DO SZPOTAWOŚCI / KOŚLAWOŚCI
VARUS/VALGUS SÄÄDETTÄVÄ AVAIN
VARUS / VALGUS JUSTERBAR NYCKEL
РЕГУЛИРУЕМЫЙ КЛЮЧ VARUS/VALGUS
CHAVE AJUSTÁVEL VARUS/VALGUS
内翻/外翻可调按钮

Aspen Medical Products, LLC wird unter dieser beschränkten Garantie keine Verpflichtung haben, wenn:
(a) das Produkt nicht bei Aspen Medical Products, LLC oder über seine autorisierten Vertriebskanäle erworben wurde;
(b) das Produkt verändert wurde;
(c) irgendwelche, nicht von Aspen Medical Products, LLC bereitgestellte Teile in das Produkt eingefügt werden, oder
(d) das Produkt nicht entsprechend der Gebrauchsanweisungen von Aspen Medical Products, LLC verwendet wird.
DAS VORSTEHENDE IST DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE ABHILFE BEI EINEM AUSFALL ODER DEFECT DES PRODUKTES. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC WIRD UNTER DIESER ODER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT FÜR JEGLICHE INDIRECTEN, BESONDEREN, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN HAFTBAR SEIN. DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEEN, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DIE GEWÄHR DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND ALLE VERPFLICHTUNGEN ODER HAFTUNGEN SEITENS ASPEN MEDICAL PRODUCTS FÜR SCHÄDEN, DIE SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG DER PRODUKTE ERGEBEN, WELCHE HIERTMIT VON ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ABGELEHNT UND AUSGESCHLOSSEN WERDEN.

Diese Garantie gibt Ihnen konkrete Rechtsansprüche und Sie könnten andere Rechte haben, die je nach Standort variieren.
Eine Liste der autorisierten Lieferanten in Ihrer Gegend ist auf Anfrage verfügbar.

Hinweis für Sehbehinderte und Blinde:
Das Produkt wird von Fachpersonal an den Patienten abgegeben und dieser wird in den Gebrauch eingewiesen.

ENGLISH

INTENDED USE
Not applicable.

INDICATIONS
Not applicable.

CONTRAINDICATIONS
Hipersensibilidad o alergias to any of the materials from which the brace is made. Swelling of the lymphatic tissue caused by circulatory disorders. Patients who are not allowed to wear a brace according to medical instructions.

PRECAUTIONS
READ INSTRUCTIONS BEFORE USE. Proper training in the use of this device should take place before it is applied. These directions are guidelines only and are not offered as medical recommendations. If you suffer from a serious medical condition, we strongly suggest that you consult with a licensed health care professional before using this product. Proper fitting is required for this product to be effective. Under some circumstances, this product may be prescribed by a physician. Please see the limited warranty for further information.

CARE INSTRUCTIONS
Hand wash only at 30° C; Wash with mild detergent; Air dry; Do not use bleach or other chemicals.

MATERIALS
Nylon, EVA, Steel.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

DISPOSAL
Product may be safely disposed in accordance with local laws.

REPORTING
Please report any serious incident involving the use of this device to both the Competent Authority in your state and to the manufacturer (listed on this document).

LIMITED WARRANTY
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, warrants to the user who originally purchases this product that it is free from defects in material and workmanship. The sole obligation of Aspen Medical Products, LLC in the event of breach of warranty shall be to repair or replace the defective product or part(s).

Aspen Medical Products, LLC shall have no obligation under this limited warranty in the event:
(a) The product was not purchased from Aspen Medical Products, LLC or through its authorized channels of distribution;
(b) The product is altered;
(c) Any parts not supplied by Aspen Medical Products, LLC are inserted into the product; or
(d) The product is not used in accordance with the Aspen Medical Products, LLC Instructions for Use.
THE FOREGOING IS THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR FAILURE IN SERVICE OF, OR DEFECT IN, THE PRODUCT. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC SHALL NOT BE LIABLE UNDER THIS OR ANY IMPLIED WARRANTY FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND ALL OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON THE PART OF ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCTS, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED BY ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.
This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from location to location.
A listing of authorized distributors in your area is available upon request.

DEUTSCH
ASPEN MEDICAL PRODUCTS GmbH Im Leuschnerpark 4, 64347 Griesheim
aspenmp.de - +49 (0) 6155 89791-0 - Pat. aspenmp.de/patents

VERWENDUNGSZWECK
Nicht zutreffend.

ANWEISUNGEN
Nicht zutreffend.

KONTRAIINDIKATIONEN
Überempfindlichkeit oder Allergien gegen die Materialien, aus denen die Stütze besteht. Anschwellen des Lymphgefäßes hervorgerufen durch Blutkreislaufstörungen. Patienten, die entsprechend den medizinischen Anweisungen keine Stütze tragen dürfen.

VORSICHTSMASSNAHMEN
LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANWEISUNGEN. Die Anwendung dieses Geräts sollte vor dem Einsatz angemessen geschult werden. Diese Anweisungen dienen nur als Richtlinie und sind nicht als medizinische Empfehlungen zu verstehen. Wenn Sie unter einer ernstn Krankheit leiden, empfehlen wir Ihnen, dass Sie einen lizenzierten Gesundheitsexperten zu Rate ziehen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Dieses Produkt muss richtig angelegt werden, um wirksam zu sein. Unter manchen Bedingungen kann dieses Produkt von einem Arzt angeordnet werden. Bitte beachten Sie die beschränkte Garantie für weitere Informationen.

PFLEGEHINWEISE
Nur von Hand waschen bei 30 °C; mit einem milden Reinigungsmittel waschen; an der Luft trocknen; keine Bleiche oder sonstige Chemikalien verwenden.

MATERIALIEN
Nylon, EVA, Stahl.

OHNE NATURKAUTSCHUKLATEX.

ENTSORGUNG
Das Produkt kann sicher entsprechend der örtlichen Gesetzgebung entsorgt werden.

MELDUNG
Bitte melden Sie alle schweren Zwischenfälle im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Vorrichtung der zuständigen Behörde in Ihrem Staat und dem (in diesem Dokument aufgelisteten) Hersteller.

BESCHRÄNKTE GARANTIE
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618 garantiert dem Benutzer, der dieses Produkt ursprünglich gekauft hat, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird. Die einzige Verpflichtung von Aspen Medical Products, LLC bei einer Garantieverletzung wird die Reparatur oder der Ersatz des defekten Produktes oder des Teils/der Teile sein.
Aspen Medical Products, LLC wird unter dieser beschränkten Garantie keine Verpflichtung haben, wenn:
(a) das Produkt nicht bei Aspen Medical Products, LLC oder über seine autorisierten Vertriebskanäle erworben wurde;
(b) das Produkt verändert wurde;
(c) irgendwelche, nicht von Aspen Medical Products, LLC bereitgestellte Teile in das Produkt eingefügt werden, oder
(d) das Produkt nicht entsprechend der Gebrauchsanweisungen von Aspen Medical Products, LLC verwendet wird.
DAS VORSTEHENDE IST DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE ABHILFE BEI EINEM AUSFALL ODER DEFECT DES PRODUKTES. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC WIRD UNTER DIESER ODER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT FÜR JEGLICHE INDIRECTEN, BESONDEREN, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN HAFTBAR SEIN. DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEEN, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DIE GEWÄHR DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND ALLE VERPFLICHTUNGEN ODER HAFTUNGEN SEITENS ASPEN MEDICAL PRODUCTS FÜR SCHÄDEN, DIE SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG DER PRODUKTE ERGEBEN, WELCHE HIERTMIT VON ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ABGELEHNT UND AUSGESCHLOSSEN WERDEN.

Diese Garantie gibt Ihnen konkrete Rechtsansprüche und Sie könnten andere Rechte haben, die je nach Standort variieren.
Eine Liste der autorisierten Lieferanten in Ihrer Gegend ist auf Anfrage verfügbar.

Hinweis für Sehbehinderte und Blinde:
Das Produkt wird von Fachpersonal an den Patienten abgegeben und dieser wird in den Gebrauch eingewiesen.

ESPAÑOL

USO PREVISTO
No corresponde.

INDICACIONES
No corresponde.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad o alergía a cualquiera de los materiales de fabricación del soporte. Inflamación del tejido linfático causado por trastornos circulatorios. Pacientes que, de acuerdo a instrucciones médicas, no están autorizados a usar un soporte.

PRECAUCIONES
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. Se necesita una capacitación adecuada acerca del uso de este dispositivo antes de colocarlo. Estas instrucciones son solo pautas y no se ofrecen como recomendaciones médicas. Si padece una fección médica grave, le recomendamos muy especialmente que consulte con un profesional de la salud con licencia antes de usar este producto. Se requiere un ajuste adecuado para que este producto sea eficaz. En algunas circunstancias, este producto puede ser recetado por un médico. Consulte la garantía limitada para obtener más información.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Lave a mano solamente y a 30 °C. Lave con detergente suave. Deje secar al aire. No use blanqueador ni otros productos químicos.

MATERIALES
Nailon, EVA, acero.

NO ESTÁ HECHO CON LÁTEX DE GOMA NATURAL.

ELIMINACIÓN
El producto se puede eliminar de forma segura de acuerdo a las normas locales.

INFORME
Informe de cualquier incidente grave relacionado con el uso de este dispositivo tanto a la autoridad competente de su estado como al fabricante (mencionado en este documento).

GARANTÍA LIMITADA
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantiza al comprador original y al usuario que este producto está libre de defectos de material y mano de obra. La única obligación de Aspen Medical Products, LLC en el caso de violación de la garantía, será la de reparar o reemplazar el producto o las piezas con fallas.
Aspen Medical Products, LLC no tendrá obligación alguna respecto de esta garantía limitada en los siguientes casos:
(a) El producto no fue comprado a Aspen Medical Products, LLC ni a través de sus canales de distribución autorizados.
(b) El producto fue modificado.
(c) Cualquier repuesto no suministrado por Aspen Medical Products, LLC fue insertado en el producto.
(d) El producto no se utiliza de acuerdo con las Instrucciones de Uso de Aspen Medical Products, LLC.

EL PRESENTE CONSTITUYE EL RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO POR INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO O DEFECTO EN EL PRODUCTO. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC, NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA CONFORME A ESTA GARANTÍA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA POR DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES O EMERGENTES. ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO DETERMINADO, Y TODAS LAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES POR PARTE DE ASPEN MEDICAL PRODUCTS POR LOS DAÑOS QUE SE DERIVEN O ESTÉN RELACIONADOS CON EL USO DE LOS PRODUCTOS, QUE POR LA PRESENTE SON RECHAZADOS Y EXCLUIDOS POR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.
La presente garantía le otorga derechos legales específicos que pueden variar según la ubicación.
Una lista de distribuidores autorizados en su área está disponible a su pedido.

ITALIANO

USO PREVISTO
Non applicabile.

INDICAZIONI
Non applicabile.

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità o allergia ai materiali con i quali è composto il tutore. Gonfiore del tessuto linfatico causato da disturbi circolatori. Pazienti che non possono indossare un tutore secondo le istruzioni mediche.

PRECAUZIONI
LEGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. Prima dell'applicazione di questo dispositivo è necessario effettuare una formazione adeguata sull'utilizzo. Queste indicazioni sono solo linee guida e non sono offerte come raccomandazioni mediche. Se si soffre di una grave condizione medica, si consiglia vivamente di consultare un professionista sanitario autorizzato prima di utilizzare questo prodotto. Per l'efficacia di questo prodotto è necessario una vestizione adeguata. In alcune circostanze, questo prodotto può essere prescritto da un medico. Per ulteriori informazioni consultare la garanzia limitata.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE
Lavare a mano solo a 30° C; lavare con un detergente delicato; asciugare all'aria; non usare candeggina o altri prodotti chimici.

MATERIALI
Nylon, EVA, acciaio.

NON REALIZZATO CON LATTICE DI GOMMA NATURALE.

SMALTIMENTO
Smaltire il prodotto in sicurezza ai sensi delle norme locali.

SEGNALAZIONI
Si prega di segnalare qualsiasi incidente grave che coinvolge l'utilizzo di questo dispositivo sia all'autorità competente del tuo paese che al produttore (elencati in questo documento).

GARANZIA LIMITATA
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantisce all'utente che acquista originariamente questo prodotto che è privo di difetti materiali e di lavorazione. L'unico obbligo di Aspen Medical Products, LLC in caso di violazione della garanzia sarà quello di riparare o sostituire il prodotto o le parti difettose.
Aspen Medical Products, LLC non avrà alcun obbligo ai sensi della presente garanzia limitata nei seguenti casi:
(a) Il prodotto non è stato acquistato da Aspen Medical Products, LLC o attraverso i suoi canali di distribuzione autorizzati;
(b) Il prodotto è stato alterato;
(c) Sono state inserite nel prodotto parti non fornite da Aspen Medical Products, LLC; o
(d) Il prodotto non è utilizzato ai sensi delle istruzioni per l'uso fornite da Aspen Medical Products, LLC.
QUANTO SOPRA È L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER IL MANCATO FUNZIONAMENTO O IL DIFETTO DEL PRODOTTO. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NON SARÀ RESPONSABILE IN BASE A QUESTA O A QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA PER DANNI DIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI. LA PRESENTE GARANTIA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE. ESPRESSE O IMPLICITE. COMPRESA LA GARANZIA DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O USO, E TUTTI GLI OBBLIGHI O RESPONSABILITÀ DA PARTE DI ASPEN MEDICAL PRODUCTS PER DANNI DERIVANTI DA O IN RELAZIONE ALL'USO DEI PRODOTTI, CHE SONO QUI DECLINATE ED ESCLUSE DA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.
La presente garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici e l'utente può avere altri diritti che variano da località a località.
L'elenco dei distributori autorizzati nella zona dell'utente è disponibile su richiesta.

FRANÇAIS

UTILISATION PRÉVUE
Ne s'applique pas.

INDICATIONS
Ne s'applique pas.

CONTRE-INDICATIONS
Hipersensibilit  o allergies   allergias a cualquiera de los materiales utilizados para fabricar el aparato. Gonflement du tissu lymphatique caus  par des troubles circulatoires. Patients non autoris s   porter une attelle pour raisons m dicales.

PR CAUTIONS
LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. Une formation appropri e   l'utilisation de cet appareil doit avoir lieu avant son application. Ces instructions ne sont que des lignes directrices et ne constituent pas des recommandations m dicales. Si vous souffrez d'un probl me m dical grave, nous vous conseillons vivement de consulter un professionnel de la sant  agr e avant d'utiliser ce produit. Un r glage ad quat est n cessaire pour que ce produit soit efficace. Dans certaines circonstances, ce produit peut  tre prescrit par un m decin. Veuillez consulter la garantie limit e pour de plus amples informations.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
Laver   la main uniquement   30 °C ; Laver avec un d tergent doux ; S cher   l'air libre ; Ne pas utiliser d'eau de Javel ou d'autres produits chimiques.

M RIEAUX
Nylon, EVA, Acier.

PAS FABRIQU  AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.

TRAITEMENT POUR  LIMINATION
Le produit peut  tre  limin  en toute s curit  conform ment aux lois locales.

SIGNALEMENT
Signalez tout incident grave impliquant l'utilisation de ce dispositif   la fois   l'autorit  comp tente de votre  tat et au fabricant (figurant dans la liste pr sente dans ce document).

GARANTIE LIMIT E
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantit   l'utilisateur qui est l'acheteur d'origine de ce produit qu'il est exempt de tout d faut de mat riau et de fabrication. La seule obligation d'Aspen Medical Products, LLC en cas de rupture de garantie est de r parer ou de remplacer le produit ou la (les) pi ce(s) d fectueuse(s).
Dans les cas suivants, Aspen Medical Products, LLC n'aura aucune obligation au titre de cette garantie limit e :
(a) Le produit n'a pas  t  achet  aupr s d'Aspen Medical Products, LLC ou via ses canaux de distribution autoris s ;
(b) Le produit est modifi  ;
(c) Toute pi ce non fournie par Aspen Medical Products, LLC a  t  ins r e dans le produit ; ou
(d) Le produit n'est pas utilis  conform ment au mode d'emploi d'Aspen Medical Products, LLC.
CE QUI PR C DE EST LE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE D FAUT DE SERVICE OU DE D FECTUOSIT  DU PRODUIT. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC, NE TENDRA PAS RESPONSABLE, EN VERTU DE LA PR SENTE GARANTIE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DE TOUT D MAGGE DIRECT, SPECIAL, ACCESSOIRE OU CONS CUTIF. LA PR SENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALIT  MARCHANDE OU D'AD QUATION   UN USAGE PARTICULIER, ET TOUTES LES OBLIGATIONS OU RESPONSABILIT S POR PART DE ASPEN MEDICAL PRODUCTS POUR LES D MAGGES RESULTANT DE OU LI S   L'UTILISATION DES PRODUITS, QUI SONT PAR LA PR SENTE D CLIN S ET EXCLUS PAR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.
Cette garantie vous donne des droits l gaux sp cifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un endroit   l'autre.
Une liste des distributeurs autoris s dans votre r gion est disponible sur demande.

BEEOGD GEBRUIK
Niet van toepassing.

INDICATIES
Niet van toepassing.

CONTRA-INDICATIES
Overgevoeligheid of allergie n voor een van de materialen waarvan de brace is gemaakt. Zwelling van het lymfweefsel ten gevolge van doorbloedingsstoornissen. Pati nten die geen brace mogen dragen volgens medische instructies.

VOORZORGSMAATREGELEN
LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. Oefening in het gebruik van dit instrument dient plaats te vinden voordat het wordt toegepast. Deze aanwijzingen zijn slechts richtlijnen en worden niet als medische adviezen verstrekt. Als u lijdt aan een ernstige medische aandoening, raden wij u ten zeerste aan om een erkende zorgverlener te raadplegen alvorens dit product te gebruiken. De juiste afstelling is nodig voor de effectiviteit van dit product. Onder bepaalde omstandigheden kan dit product worden voorgeschreven door een arts. Zie de beperkte garantie voor meer informatie.

VERZORGING
Alleen met de hand wassen op 30° C; Was met een mild wasmiddel; Aan de lucht drogen; Gebruik geen bleekmiddel of andere chemicali n.

MATERIALEN
Nylon, EVA, Staal.

NIET GEMAAKT MET NATUURLIJKE RUBBER LATEX.

AFVALVERWIJDERING
Product mag veilig worden verwijderd volgens de lokale wetgeving.

MELDINGEN
Meld elk ernstig incident met betrekking tot het gebruik van dit instrument aan zowel de Bevoegde Autoriteit in uw staat als de fabrikant (op dit document vermeld).

BEPERKTE GARANTIE
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garandeert de gebruiker die dit originele product koopt dat het geen materiaal- en fabricagefouten bevat. Het is de volledige verplichting van Aspen Medical Products, LLC om in geval van een tekortkoming in van garantie het defecte product of onderdeel(en) te repareren of te vervangen.
Aspen Medical Products, LLC heeft geen enkele verplichting onder deze beperkte garantie in het geval:
(a) Het product niet gekocht is bij Aspen Medical Products, LLC of via de geautoriseerde distributiekanalen;
(b) Het product aangepast wordt;
(c) Onderdelen in het product worden geplaatst die niet door Aspen Medical Products, LLC worden geleverd; of
(d) Het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften van Aspen Medical Products, LLC.
HET VOORGAANDE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING VOOR HET NIET FUNCTIONEREN VAN OF DEFECT AAN HET PRODUCT. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC IS NIET AANSprakelijK OP GROND VAN DEZE OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VOOR DIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIEEN, EXPLICIT OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIEDHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, EN ALLE VERPLICHTINGEN OF AANSprakELIkhEID VAN ASPEN MEDICAL PRODUCTS VOOR SCHADE DIE VOORTVOLTUIT OOF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN, DIE HIERBIJ WORDEN AFGEWEZEN EN UITGESLOTEN DOOR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt andere rechten hebben die per locatie verschillen.
U kunt een lijst van geautoriseerde distributeurs bij u in de buurt opvragen.

NEDERLANDS

BEEOGD GEBRUIK
Niet van toepassing.

INDICATIES
Niet van toepassing.

CONTRA-INDICATIES
Overgevoeligheid of allergie n voor een van de materialen waarvan de brace is gemaakt. Zwelling van het lymfweefsel ten gevolge van doorbloedingsstoornissen. Pati nten die geen brace mogen dragen volgens medische instructies.

VOORZORGSMAATREGELEN
LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. Oefening in het gebruik van dit instrument dient plaats te vinden voordat het wordt toegepast. Deze aanwijzingen zijn slechts richtlijnen en worden niet als medische adviezen verstrekt. Als u lijdt aan een ernstige medische aandoening, raden wij u ten zeerste aan om een erkende zorgverlener te raadplegen alvorens dit product te gebruiken. De juiste afstelling is nodig voor de effectiviteit van dit product. Onder bepaalde omstandigheden kan dit product worden voorgeschreven door een arts. Zie de beperkte garantie voor meer informatie.

VERZORGING
Alleen met de hand wassen op 30° C; Was met een mild wasmiddel; Aan de lucht drogen; Gebruik geen bleekmiddel of andere chemicali n.

MATERIALEN
Nylon, EVA, Staal.

NIET GEMAAKT MET NATUURLIJKE RUBBER LATEX.

AFVALVERWIJDERING
Product mag veilig worden verwijderd volgens de lokale wetgeving.

MELDINGEN
Meld elk ernstig incident met betrekking tot het gebruik van dit instrument aan zowel de Bevoegde Autoriteit in uw staat als de fabrikant (op dit document vermeld).

BEPERKTE GARANTIE
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garandeert de gebruiker die dit originele product koopt dat het geen materiaal- en fabricagefouten bevat. Het is de volledige verplichting van Aspen Medical Products, LLC om in geval van een tekortkoming in van garantie het defecte product of onderdeel(en) te repareren of te vervangen.
Aspen Medical Products, LLC heeft geen enkele verplichting onder deze beperkte garantie in het geval:
(a) Het product niet gekocht is bij Aspen Medical Products, LLC of via de geautoriseerde distributiekanalen;
(b) Het product aangepast wordt;
(c) Onderdelen in het product worden geplaatst die niet door Aspen Medical Products, LLC worden geleverd; of
(d) Het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften van Aspen Medical Products, LLC.
HET VOORGAANDE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING VOOR HET NIET FUNCTIONEREN VAN OF DEFECT AAN HET PRODUCT. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC IS NIET AANSprakelijK OP GROND VAN DEZE OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VOOR DIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIEEN, EXPLICIT OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIEDHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, EN ALLE VERPLICHTINGEN OF AANSprakELIkhEID VAN ASPEN MEDICAL PRODUCTS VOOR SCHADE DIE VOORTVOLTUIT OOF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN, DIE HIERBIJ WORDEN AFGEWEZEN EN UITGESLOTEN DOOR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt andere rechten hebben die per locatie verschillen.
U kunt een lijst van geautoriseerde distributeurs bij u in de buurt opvragen.

